

- GB** **Shower board - User manual**
- D** **Badewannenbrett - Gebrauchsanweisung**
- DK** **Badebrædt - Brugervejledning**
- I** **Tavola da vasca - Manuale d'uso**

*Item no.*  
*Art. Nr.*           **302030**  
*Varenr.*  
*Codice*



**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
www.mobilex.dk

**GB Shower board 302030**

**D Badewannenbrett 302030**

**Description & intended use**

The shower board is a medical device which intended use is to give stable & easy access and seating support when disabled persons use a bathtub. It is capable of being adjusted to suit the majority of bathtub widths.

**Security issues**

Only use the product for the purpose it is intended for. Don't climb on the product. Use the product only in good technical condition. Do not overload the product. Use the product only on flat, smooth bath walls. Always check stability of product before use. Make sure the product is adjusted to the correct width before use. WARNING! Be careful not to trap your fingers in one of the board's holes or slots.

**Assembly and use**

The handle must be fitted into the 2 locating holes at one end of the board. The screws are fixed to the handle from the underside of the board. Locate & secure the individual posts into the required positions at 4 long slots on the board to fit your bathtub width. The posts are fixed by the screws from underside of the board. Please ensure there is no sideways movement of the seat & that the post surface is in contact with the bath walls from inside. Both ends of the seat must be fully supported by the bath sides.

**Cleaning & maintenance**

Clean the device regularly & keep it clean. Use soft cloth, warm water & neutral household washing agents. Do not use abrasives & bleach based cleaners.

Technical data	
Outer dimensions	71 x 32 x 19 cm
For bathtubs with	inner width 41 - 64 cm
Weight	2,7 kg
Max. load	190 kg

**Beschreibung und Zweckbestimmung**

Das Badewannenbrett ermöglicht ein bequemes, erhöhtes und sicheres Einsitzen in die Badewanne. Dies wird durch den einseitig angebrachten Handgriff unterstützt. Individuelle Einstellmöglichkeiten bieten eine genaue Anpassung an jede herkömmlichen Badewanne.

**Sicherheitshinweise**

Verwenden Sie das Badewannenbrett nur für den vorgesehenen Einsatzbereich. Stellen Sie sich nicht auf das Badewannenbrett. Verwenden Sie das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie das Produkt nur an flachen, glatten Badewänden. Das Badewannenbrett muss an die jeweilige Badewannenbreite genauestens angepasst werden. Vor Gebrauch stets die Stabilität des Produkts überprüfen. ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in einem der Löcher oder Schlitze des Boards einklemmen.

**Montage**

Der Handgriff muss in die 2 Löcher an einem Ende der Badebrettes eingesetzt und mit den Schrauben von unten am Badebrett befestigt werden. Positionieren und sichern Sie die einzelnen Füße an der gewünschten Positionen in den 4 langen Schlitzen am Badebrett so dass sie zu Ihrer Badewannenbreite passen. Die Füße werden mit den Schrauben von der Unterseite des Badebretts befestigt. Achten Sie darauf, dass sich der Sitz nicht seitwärts bewegen kann und die Füße an der jeweiligen Wannenwand fest anliegen. Beide Enden des Sitzes müssen von den Wannenseiten voll abgestützt sein.

**Reinigung**

Verwenden Sie neutrale Haushaltswaschmittel, keine Scheuer- oder Bleichmittel.

Technische Daten	
Aussenmaß	71 x 32 x 19 cm
Für Badewannen mit	Innenbreite 41 - 64 cm
Gewicht	2,7 kg
Belastbarkeit	190 kg

**DK** Trekantet badetaburet 302030

**I** Tavola da vasca 302030

### Formålsbeskrivelse

Badebrættet gør indstigningen i badekarret sikker og bekvem. Badebrættet er udformet med skrid-sikker overflade og håndtag. Endvidere er brættet indstilleligt så det kan tilpasses det enkelte badekar.

### Sikkerhedsanvisning

Benyt kun badebrættet til det formål, som det er fremstillet til, og kun i god teknisk stand. Man må ikke kravle op på badebrættet. Sørg for, at indstille brættet så det passer til badekarret inden brættet tages i brug. **ADVARSEL: Undgå at klemme fingrene i brættets huller**

### Montage instruktion

Håndtaget skal monteres i hullerne ved hjælp af 2 medfølgende skruer. Skruerne monteres fra undersiden af brættet op i håndtaget. Håndtaget er dermed monteret på badebrættet. Inden brættet benyttes er det vigtigt, at brættet er monteret sådan, at det ikke kan flytte sig fra den ene til den anden side af badekarret. Samtidig er det vigtigt, at overfladen af badebrættet støttes sikkert af badekarrets sider.

### Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler

Tekniske data	
Udvændige mål	71 x 32 x 19 cm
Til badekar med	indv. bredde 41 - 64 cm
Produktets vægt	2,7 kg
Max. brugervægt	190 kg

### Descrizione e destinazione d'uso

La tavola da vasca è un ausilio che con il suo grande maniglione laterale e la sua superficie ruvida permette una seduta comoda e sicura nella vasca da bagno. La tavola è adattabile a quasi tutte le vasche da bagno convenzionali.

### Avvisi per la sicurezza

Usare il prodotto solo per l'uso previsto e consentito. Non salire sulla tavola da vasca, eccetto seduti. Usare il prodotto solo in perfetto stato. Assicurarsi che la tavola sia adattata alla vasca da bagno prevista e che poggi saldamente sui bordi della vasca. Adattare la larghezza spostando i piedini affinché tocchino saldamente i relativi bordi della vasca. Controllare sempre la stabilità della tavola

**ATTENZIONE a non schiacciarsi le dita in uno dei fori o fessure della tavola!**

### Montaggio

Fissate il maniglione con le 2 viti a lato della tavola da vasca. I tappi (piedini) si fissano da sotto la tavola inserendo e bloccando le viti nelle apposite fessure della tavola. Regolate la distanza tra i tappi in modo che la tavola non possa spostarsi lateralmente sulla vasca ed i 4 tappi abbiano contatto con il bordo interno della vasca. Assicurarsi assolutamente che ambedue i bordi della tavola poggino stabilmente sul bordo della vasca e che i tappi abbiano stabile contatto con i bordi vasca.

### Pulizia e manutenzione

Pulire la tavola regolarmente mantenendola pulita. Utilizzare un panno morbido, acqua calda e detersivi neutri. Non utilizzare abrasivi o detersivi a base di candeggina.

Dati tecnici	
Misure esterne	71 x 32 x 19 cm
Adatto a vasche di	largh. interna 41 - 64 cm
Peso del prodotto	2,7 kg
Portata max.	190 kg

## Declaration of Conformity (CE)

The company Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Denmark, declares that the:



is designed and made in accordance with the technical documentation which conforms to the following basic requirements:

- **EU Council Directive 93/42/EEC for medical equipment**

## Guarentee terms



Mobilex A/S offers 2 years of warranty for damages caused by errors in production or material errors. The warranty is not valid by not-intended repair or usage of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the warranty, unless wear is caused by a manufacturing fault. If product changes are made without our written acceptance the CE-marking and product warranty will not be valid. In the event of product damages covered by this warranty, please notify your dealer or Mobilex A/S directly. The warranty does not cover transport costs and does not include compensation for personal injuries or non-use of the product during repair. The warranty does not cover damages due to the user manual not being followed.

Lars Nygaard  
Managing Director  
Mobilex A/S

Skanderborg, 29th August 2017



signature

 <p>MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK - 8660 Skanderborg Tel: +45 87 93 22 20 www.mobilex.dk</p>	<p><b>Shower board</b> <b>Item no. 302030</b></p>  <p>Max. 190 kg</p>
<p><b>CE</b> Produced <input type="text"/></p>	<p>Serial no. <input type="text"/></p>

Example of the product label