

KAKADU

Alu Leichtgewicht ToilettenRollstuhl Aluminium toilet wheelchair Carrozzina da doccia in alluminio



- Rahmen aus Aluminium, Farbe weiss
- Sitz und Rückenlehnen aus schwarzem weichem PUR
- Sitzhöhe einstellbar
- Vier 5" Räder mit Feststellbremsen
- Armlehnen umklappbar und abnehmbar
- Fussrasten höhenverstellbar und abnehmbar
- lieferbar in 3 verschiedenen Größen
- lieferbar auch mit 24" Hinterrädern (Aufpreis)



- frame made of white colored aluminium
- seat and backrest made of soft black PUR
- seat height adjustable
- four 5" wheels with brakes
- flip-up detachable armrests
- footrests are detachable and adjustable in height
- available in 3 dimensions
- also available with 24" rear wheels (extra price)



- telaio in alluminio color bianco
- seduta e schienale in PUR morbido nero
- seduta regolabile in altezza
- quattro ruote da 5" con freno di stazionamento
- braccioli estraibili e reclinabili
- poggiatesta estraibili e regolabili in altezza
- disponibile in 3 misure diverse
- su richiesta disponibile anche con ruote posteriori da 24"