

Løse toiletforhøjere



E1. Forhøjet toiletforhøjer



E2. Forhøjet toiletforhøjer med låg

Ergonomisk udformet toiletsæde, der fås i 5 cm, 10 cm, og 15 cm højde. Toiletåbningen er 220 mm bred og 270 mm dyb.

Kan anvendes op til en brugervægt på 190 kg.

Nemt at rengøre, idet der ikke er kanter, hvor snavs kan sætte sig. Er vandtæt og kan steriliseres ved 85° i et minut.

Fastmonteret toiletforhøjer 10 cm, let monterbar



E3a. Fastmonteret toiletforhøjer

Fastmonteret toiletforhøjer (E3) med låg. Nyt innovativt design med nyudviklet montagesystem i aluminium. Toiletforhøjeren monteres let i hullerne, hvor det originale toiletsæde var monteret. Leveres med klapbare armlæn.




E3b. Detalje af montagedel

Toiletåbningen: 220 mm x 270 mm
Max. brugervægt: 120 kg

Fastmonteret højdeindstillelig toiletforhøjer



E4a. Højdeindstillelig toiletforhøjer
Mod. 301701



E4b. Højdeindstilling

Højdeindstillelig toiletforhøjer

Den højdejusterbare toiletforhøjer er rustfri og rengøringsvenlig. Kan monteres på alle almindelige toiletter. Har klapbare og aftagelige armlæn. Kan monteres skråtstillet.

Indstillelig i 3 højder:
60 mm, 100 mm und 150 mm

Totalbredde inkl. armlæn: 500 mm

Max. brugervægt: 120 kg

Polstret toiletsæde



E5a/E5b. Polstret sæde for toilet (sort, hvid)

Monteres oven på almindeligt toiletsæde, passer til alle standard toiletsæder. Fås i farverne sort og hvid. Toiletsædet er lavet af PU.

Max. vægt 190 kg, længde og bredde 43.5 x 37.5 cm.
Tykkelse 4 cm

Reservedele



E1c. Montageklemme for toiletforhøjer model 3011..



E3c. Montagebeslag for toiletforhøjer 301702



E4c. Montagebeslag for toiletforhøjer 301703