

**F1.** Glidelejhjul uden bremse**F2.** Glidelejhjul med bremse

Drejelige hjul med glideleje. Anvendes til sengeborde eller andre formål med lav belastning. Vi lagerfører Ø50 mm samt Ø75 mm med og uden bremse

**F3.** Kuglelejhjul uden bremse**F4.** Kuglelejhjul med bremse

Drejeligt hjul med kugleleje og trådfang. Anvendes til senge, madvogne, lifte mv. med høj belastning. Vi lagerfører Ø75 mm, Ø100 mm, Ø125 mm samt Ø150 mm, med og uden bremse.

**F5.** Plejesengehjul**F6.** Hospitalssengehjul

Drejeligt hjul med totalbremse til hospitalssengehjul. Der er en model kun med totalbremse samt en model med total- og retningsbremse. Fås i almindelig samt i antistatisk udførelse.



F7. Plasthjul med bremse, Ø100, Ø125 og Ø150 mm
Drejeligt hjul med kugleleje for bl.a. Aquatec badestol



F8. Dobbelt-hjul uden bremse, Ø 75 mm
Drejeligt hjul med kugleleje for lifte mm.




F9. Plasthjul med bremse, Ø 100 mm. Drejeligt hjul
med kugleleje med lille svingradius for lifte mm.



F10. Kuglelejhjul uden bremse, Ø 75 mm,
passer til VELA stole.



F11. Plasthjul med bremse, Ø100, Ø125 mm.
Drejeligt hjul med kugleleje for badestole



F12. Rør i rustfri stål til montering af hjul på
bade stol