

## Prisbillig madras type ARIA B01



**G1.** Vekseltryksmadras ARIA B01 med pumpe P05

Madras af bobletypen med dobbelt luftkammersystem. Cellerne tømmeres og fyldes med luft i en cyklus på ca. 6 minutter. Lufttrykket kan reguleres afhængigt af brugerens vægt.

Madrasen er lavet af antibakterielt vandfast materiale med friktionsoverflade så patienten hindres i at glide.

Pumpen er støjsvag og enkel at indstille.

<b>Tekniske data</b>	<b>Madras ARIA B01</b>
Mål	6 x 90 x 200 cm (H x B x L)
Min./max. belastning	20 / 130 kg
Materiale	PVC

<b>Tekniske data</b>	<b>Pumpe P05</b>
Cyklostid	6 minutter
Luftmængde	6-7 l/min.
Tryk	70~130 mm Hg