


Mobilex Barracuda letvægtskørestol har en sølvfarvet aluminiumsramme. Ryggen kan reguleres med 30°. Ryggen kan reguleres af brugeren, ved at trykke på 2 trykknapper. Sædedybden kan justeres fra 42-48 cm. Drivhjulene i 24" er monteret med quick-release aksler. Der er en montageplade med ekstra hul for ben-amputerede samt klapbare armlæn som kan justeres i højden uden brug af værktøj, ligesom kørehåndtagene er højderegulerbare. Som standard leveres stolen med faste, højderegulerbare benstøtter, og vinkelindstillelige benstøtter kan leveres som tilbehør. Stolen fås i forskellige siddebredder. En standard kørestolspude medfølger som standard.

BARRACUDA	Varenr. 271840	Varenr. 271844	Varenr. 271848	Varenr. 271851
<i>Siddebredde</i>	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm
<i>Siddedybde indstillelig</i>	42 cm, 44 cm, 46 cm, 48 cm			
<i>Siddehøjde min./max. *</i>	45 - 52,5 cm i trin på 1,5 cm			
<i>Totalbredde</i>	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm
<i>Rygregulering</i>	fra 0 til 30 Grad			
<i>Vægt</i>	20,2 kg	20,5 kg	20,8 kg	21,35 kg
<i>Max. brugervægt</i>	120 kg			

* **Note:** Det kan være nødvendig og udskifte forhjulene for at få den ønskede siddehøjde



HY1a. Kørestolen fås i bredderne 40,44,48,51 cm
Siddedybden er justerbar fra 42 til 48 cm
vinkeindstillelig fra 0-30°



HY1b. Siddedybde justerbar. Samt
indstilling af hjul position



HY1c. Indstilling af rygvinkel



HY1d. Højdejusterbart og klapbart armlæn



HY1e. Hovedstøtte (tilbehør)



HY1f. Vinkelindstillelig benstøtte



HY1h. Anti-Tip