

Mobilex Dolphin letvægtskørestol har en sølvfarvet aluminiumsramme. Sædedybden kan justeres fra 42-48 cm. Drivhjulene i 24" er monteret med quick-release aksler. Der er en montageplade med ekstra hul for ben-amputerede samt klapbare armlæn som kan justeres i højden uden brug af værktøj, ligesom kørehåndtagene er højderegulerbare. Som standard leveres stolen med faste, højderegulerbare benstøtter, og vinkelindstillelige benstøtter kan leveres som tilbehør. Stolen fås i forskellige sidebredder. En standard kørestolspude medfølger som standard.

DOLPHIN	Varenr. 271340	Varenr. 271344	Varenr. 271348	Varenr. 271351	Varenr. 271354	Varenr. 271357
<i>Siddebredde</i>	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm	54 cm	57 cm
<i>Siddedybde indstillelig</i>	42 cm, 44 cm, 46 cm, 48 cm					
<i>Siddehøjde min./max. *</i>	45 - 52,5 cm i trin af 1,5 cm					
<i>Totalbredde</i>	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm	74,30 cm	77,30 cm
<i>Vægt</i>	15,60 kg	15,90 kg	16,20 kg	16,75 kg	19,40 kg	22,64 kg
<i>Max. brugervægt</i>	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg


* **Note:** I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte forhjulene for få den ønskede sædehøjde




H1a. Kørestolen fås i 40, 44, 48, 51, 54, 57 cm SB
Siddedybden er justerbar fra 42 til 48 cm



H1b. Højdejusterbart og klapbart armlæn



H1c. Tilbehør:
Justerbar velcro-ryg



H1g. Tilbehør:
Flip-ryg



H1d. Kørestolen kan også leveres med tromlebremser



H1e. Siddedybde justerbar



H1f. Tilbehør:
Vinkelindstillelig benstøtte



H1h. Tilbehør: Anti-Tip