



Dørtrinsramper af gummi

Gummiramper med skridsikker overflade til brug på bl.a. badeværelser. Ramperne fås enten med lim på undersiden, hvor en folie trækkes af før anvendelse, eller uden lim. På gulvtæpper og andre sarte gulve bør typen uden lim anvendes. Gummirampen kan også fastgøres med dobbelt klæbende tape. Hvis ramperne er for lange i standardmål kan de blot afkortes med en kniv.



Ramperne kan leveres i følgende mål:

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 og 60 mm



LX1a. Gummirampe i brug



LX1b. Snit af gummirampe

Tilbehør til gummiramper



LX4. Savblad til stiksav for udkæring af gummiramper



LX5. Dobbeltklæbende tape




LX6. Afrensere for limrester m.m.




LX7. Montage sæt for gummiramper

Dørtrinsramper af aluminium

DS4076 og **DS4025** ramper er klapbare dørtrinsramper i aluminium. Ramperne har riflet overflade og er forsynet med 2 udfræste bærehåndtag. Grundet det langsgående hængsel tilpasser rampen sig automatisk til forskellige dørtrinshøjder, og foldes let sammen under transport.



LX8a. DS4076 klapbar dørtrinsrampe i aluminium



LX8b. DS4025 todelt klapbar dørtrinsrampe i aluminium

Tekniske data	DS4076	DS4025
Mål (længde x bredde)	40 cm x 76 cm	40 cm x 25 cm (x 2)
Vægt	3,3 kg	2 kg (et par)
Max. brugervægt	350 kg	350 kg

DS2176 er en mobil højdejusterbar dørtrinsrampe i aluminium med riflet overflade. De 3+3 medfølgende føder er egnet til en højdeindstilling fra 3 til 7 cm.



LX9a. DS2176 dørtrinsrampe i aluminium



LX9b. Højdeindstilling af DS2176 rampe

Tekniske data	DS2176
Mål (længde x bredde)	21 x 76 cm
Vægt	1,55 kg
Max. brugervægt	350 kg

Dørskinner af aluminium

Dørskinne (LX10) er fremstillet af champagne farvet sølvfarvet eloxeret aluminium. Dørskinnen monteres når dørtrinnet er afmonteret,

Dørskinnerne kan leveres i følgende bredder: 125 mm, 150 mm eller 175 mm.



LX10. Dørskinner af eloxeret aluminium