

Universal terapibord for montage på armlæn

Terapibordet er fremstillet i 6 mm brudsikkert, transparent materiale med kanter på 3 sider. Kan indstilles op til 9 cm i bredden, og for 28 – 58 mm polsterhøjde.



M1a. Universal terapibord monteret



M1b. XL terapibord monteret



M1c. Detalje

Leveres i 3 størrelser (udvendig afstand mellem armlænen):

- ✓ 46 - 55 cm (Siddebredde ca. 36 - 45 cm)
- ✓ 53 - 62 cm (Siddebredde ca. 43 - 52 cm)
- ✓ 60 - 69 cm (Siddebredde ca. 50 - 59 cm)

Halvsidigt og klapbart terapibord til montage på armlæn

Fremstillet af 8 mm brudsikker transparent PETG. Terapibordet klemmes fast på armlænet med det unikke montagesystem som passer til armlæn i tykkelsen fra 28 til 58 mm. For tyndere armlæn kan der leveres en adapter.



M1d. Halvsidigt terapibord



M1e. Halvsidigt terapibord nedklappet

Sidemonteret terapibord

Terapibordet er fremstillet af brudsikkert plast, og stativet er fremstillet af forchromet stål. Bordet monteres på fx. armlænet med 2 skruer.

Stativet kan indstilles i bredden, så det kan anvendes til kørestole med en siddebredde fra 35 cm - 50 cm
Terapibordet måler: 57 cm x 38 cm (B x D)

Bordet kan klappes ned langs siden, når det ikke er i anvendelse.

Målet på pladen er 57 cm x 38 cm (B x D) og den kan forskydes 8 cm



M2a. Terapiebord i brug



M2b. Terapiebord nedklappet



M2c. Montagebeslag for 240001




M2d. Armlænbeslag for 240001

Universal terapibord der monteres med velcrobånd

Universal terapibord for montage på armlæn. Terapibordet er fremstillet i 4 mm brudsikkert, transparent materiale med kanter på 3 sider. Terapibordet er fastgjort på armlænene ved hjælp af to velcrobånd.



M3a. Terapiebord med velcrobånd



M3b. Velcrobånd for terapibord

Terapiebordet leveres i 2 størrelser (B x D):

- ✓ 555 mm x 549 mm
- ✓ 580 mm x 549 mm