

### Standard kørestolspude

Fremstillet i kvalitetskoldskum med høj bæreevne. Pudens bund er lavet af et skridsikert materiale, så den kan anvendes på alle stole uafhængigt af velcroens placering. Pudene er afrundet foran for at mindske trykket mod undersiden af låret. Pudene er udstyret med en lynlås på bagsiden, og 10 cm ned af begge sider, så man kan tage betrækket af for vask.

Betrækket er syet af polyester, der sikrer stor slidstyrke, samt god strækkevne.

Pudene er 5 cm høje, og fås med hhv. 40 og 45 cm dybde.  
Leveres i 6 størrelser fra 37,5 til 50 cm

### Kørestolspude af koldskum eller viskoelastisk skum med sort polyester eller inkontinensbetræk



**P1.** Standard kørestolspude



**P2a.** Kørestolspude med inkontinensbetræk



**P2b.** Skridsikker belægning

Pudene fås også med inkontinensbetræk i samme dimensioner, og kan også leveres i specialmål efter aftale.  
Note: Ved større mængder, og mod en beskeden merpris, kan pudene leveres med tryk efter aftale.

### Justerbar universal kørestolspude



**P3a.** Universal pude med inkontinensbetræk



**P3b.** Siddepude med åbent betræk og pre-cut skum til dybdeindstilling

Universal kørestolspude af koldskum med sort inkontinensbetræk. Justerbar siddedybde. Betrækket er udstyret med velcro og kan let åbnes. Pudene er lavet af koldskum, og er udstyret med riller for dybdejustering af pudene. Skummet skæres til den ønskede dybde. Med velcro kan betrækket lukkes til den valgte dybde. Pudene leveres som standard med vores kørestol "Dolphin" og "Barracuda"

Pudene leveres for siddebredde fra 40 til 51 cm. Siddedybden kan reduceres fra 48 cm til 42 cm.

### Siddepude med 2 lag skum (viskoelastisk skum og koldskum)



**P4a.** Pude med inkontinensbetræk



**P4b.** Underside med skridsikker belægning



**P4c.** Viskoelastisk + PU skum

Kørestolspudene er opbygget med et lag viskoelastisk skum øverst og en almindelig koldskum nederst. Leveres komplet med inkontinensbetræk, og skridsikker underside.

Kan leveres i 5 bredder fra 40 - 50 cm og i 2 dybder.




**P7.** Skråpude med gråt Decutex betræk

### Mobilex skråpude

Skråpuden består af 2 lag skum. Nederst en stabil granulatskum, og øverst en viskoelastisk skum. Det grå Decutex inkontinensbetræk er både stærkt og rengøringsvenligt.

Mål: (B x T x H): 45 x 43 x 10/0 cm



**P8.** Skråpude i granulatskum

### Standard skråpude


Fremstillet i granulatskum. Vaskbart betræk med skridsikker underside kan leveres som tilbehør.

Leveres i 3 størrelser (B x D x H):


- 45 x 45 x 6/1 cm
- 45 x 45 x 8/1 cm
- 45 x 45 x 10/1 cm

## Textilprodukter

### Kørestolsryg



**P9a.** Velcoryg med spænder



**P9b.** Flipryg



**P9c.** Detalje med spænder

Den justerbare kørestolsryg består af 2 dele, velcoryg med spænder og en flipryg. Muliggør optimal tilpasning til individuelle behov.

### Hjultasker



**P13a.** Mobilex hjultaske



**P13b.** Mobilex hjultaske med logo



**P13s.** Spinergy hjultaske

Mobilex hjultaske af vandafvisende sort nylon med røde syninger, bærehåndtag og aftagelig skulderrem. Tasken har to separate rum med plads til et hjul fra 20-26" samt en indvendig lomme til hjultilbehør (f.eks. qr aksler). Mobilex hjultaske kan efter anmodning og med et stykantal på min. 20 stk. leveres med tryk mod merpris, f.eks. Deres firmalogo.

### Termodækken



**P11.** Termodækken

Termodækken for scooterførere, der beskytter den nederste del af kroppen. Vandtæt materiale, der er foret indvendigt. Er udstyret med elastisk rem med spænde. Farven er sort. Fås i 2 størrelser, medium og large.

### Ponchos



**P15a.** Regnponcho til rollatorbrugere

Regnponcho til rollatorbrugere, der består af mørkegråt polyester med reflekterende striber og hætte med sidevindue. Regnponchoen har også to åbninger i siden samt lynlås på armene og et bælte.



**P15b.** Regnponcho til kørestolsbrugere

Regnponcho til kørestolsbrugere, bestående af mørkegråt polyester med reflekterende striber og hætte med sidevindue. Bagtil har ponchoen en flipryg for kørestolens ryg.

### Scooterdækken



**P12.** Scooterdækken

Scooterdækken af vandtæt materiale, farve sort. Fås i 3 størrelser.

### Universal kørestolstaske



**P14.** Kørestolstaske

Praktisk kørestolstaske fremstillet i slidstærkt nylon. 2 stropper for let montage på ryglæn af kørestol.