

### Pedaltræner sammenklappelig



**Q1.** Pedaltræner med (A) eller uden (B) LCD

Simpel og robust arm- og bentræner med manuel indstillelig modstand. Kraftig metalramme med kunststofpedaler med justerbar rem. Tilgængelig med eller uden LCD display.

Mål: 44 x 39 x 26 cm (L x B x H)

### Krykstok



**Q3a.** Krykstok af aluminium med blødt greb

Krykstok af aluminium, sølv med sort håndtag og blødt greb

Højdeindstillelig : fra 78 til 103 cm  
Max. belastning: 150 kg

### Sengebord på hjul



**Q2.** Sengebord på hjul

Sengebord med mange indstillingsmuligheder. Kan anvendes som både sengebord og læsepult. Højden på arbejdspladen kan indstilles fra 72 til 110 cm, og pladen kan vippe trinløst i begge retninger.

Mål på arbejdspladen: 55 x 41 cm (L x B)

### Spadserstok



**Q3b.** Spadserstok af aluminium et stykke (venstre) eller foldbar (højre)

Spadserstok af aluminium, sort

Højdeindstillelig:  
fra 73,6 til 96,5 cm (et stykke - varenr. 315010)  
fra 85,0 til 95,0 cm (foldbar - varenr. 315016)  
Max. belastning: 100 kg (begge modeller)

### Ispig



**Q4.** Ispig

Ispig for kryk- og spadserstok.  
Kan klappes op når den ikke skal bruges.


### Stokkeclip



**Q5.** Stokkeclip

Fastgøres på en kryk eller spadserstok, så  
stokken let hviler på fx en bordkant

### Gribetang



**Q5a.** Gribetang i længde 87 cm, 74 cm (på billedet) eller 59 cm



**Q5b.** Gribetang



**Q5c.** Krog i tang-enden



**Q5e.** Magnet i tang-enden

Gribetang med aluminium stang og ergonomisk håndtag. Gribetangen er udstyret med krog og magnet.

Leveres i længde 87 cm, 74 cm eller 59 cm.