

Mobilex letvægtsrollator **Buffalo HD** har en forstærket aluminiumsramme. Rollatoren foldes sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt. Rollatoren er som standard udstyret med en stokkeholder og et rygbælte. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran er der monteret en let aftagelig indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med 2 håndtag, så den nemt kan afmonteres og anvendes for sig. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan nemt og uden brug af værktøj justeres i højden. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremses, der bremses på baghjulene og nemt kan aktiveres. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på for at lette forcering af små forhindringer. Mobilex rollatoren Buffalo er testet og godkendt til en brugervægt op til **200 kg**.


Mobilex rollator Buffalo HD	Standard Varenr. 312305	Small Varenr. 312307
Total bredde (åben/sammenfoldet)	69 cm / 22,5 cm	69 cm / 22,5 cm
Sædebredde	55 cm	55 cm
Total længde (dybde)	66 cm	66 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm
Skubbehåndtagshøjde (justerbar)	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Max. belastning	200 kg	200 kg
Max. belastning af taske	5 kg	5 kg
Vægt	7,8 kg	7,5 kg
Bremses med parkeringsfunktion	2 låsbare	2 låsbare
Hjul (diameter x bredde)	For og bag: 200 x 35 mm	For og bag: 200 x 35 mm



RB1a. Mobilex rollator Buffalo HD



RB1b. Sammenfoldet



RB1c. Låsbare bremses



RB1d. Aftagelig indkøbstaske

Tilbehør



RL2a. Fast sæde



RL2b. Bakke



RL2c. Slæbebremse, sæt for 2 hjul



RL2e. Kabelsæt for enhåndsbremse



RL2d. Paraply monteret