


Mobilex **Bison** gangbord er et bevægelseshjælpemiddel til at lære og træne aktiv gang. Det kan også bruges som støtte ved balanceproblemer. Rammen er lavet af pulverlakeret aluminium. Bison har mange indstillingsmuligheder: Armstøtterne kan meget let højdeindstilles ved hjælp af gasfjedrene. Håndtagene med bremsearme kan vinkelindstilles. Alle disse indstillinger kan foretages uden værktøj. De håndbetjente bremses virker på baghjulene, og alle 4 hjul er udstyret med låsbare bremses. Den smalle bredde gør det også muligt at passere smalle passager.



RBi1a. "Bison" gangbord



RBi1b. Sædesystem (tilbehør)

"Bison" gangbord	Varenr. 313300
Rammebredde på baghjulene	66,0 cm
Bredde på armstøtterne min. - max.	66,0 - 80,0 cm
Afstand mellem håndgreberne	34,0 cm
Højde min. - max.	102,2 - 143,0 cm
Længde	86,0 cm
Vægt	18,3 kg
Max. belastning	150 kg