

Mobilex letvægtsrollator **Gepard** har en ramme af **kulfiber** og en totalvægt på kun 5 kg. Den foldes nemt sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Leveres som standard med stokkeholder, rygbælte samt en aftagelig indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med 2 håndtag, så den let kan afmonteres og bæres for sig. De store hjul gør, at rollatoren er sikker og stabil både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagerne kan nemt justeres i højden uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremses med parkeringsfunktion, der bremser på baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal man kan træde på for at lette forcering af mindre forhindringer. Mobilex rollator Gepard er testet og godkendt til en brugervægt op til **150 kg** (HD op til **200 kg**)


Mobilex rollator Gepard	Standard Varenr. 312401	Small Varenr. 312402	HD Varenr. 312405
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	47 cm	47 cm	56 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	5,4 kg	5,1 kg	5,7 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		



RG1a. Rollator Gepard med kulfiberramme



RG1b. Rollator Gepard sammenfoldet



RL1c. Låsbare bremses med parkeringsfunktion



RL1d. Aftagelig indkøbstaske

Tilbehør



RS1a. Bakke



RS1b. Fast sæde



RS1e. Slæbebremse, sæt for 2 hjul



RS1g. Paraply samt holder



RS1d. Lukket taske



RL2f. Stokkeholder (sæt)