

Impala er en prisbillig letvægtsrollator med en blå-metallic aluminiumramme. Rollatoren er sammenfoldelig og fylder i sammenfoldet tilstand minimalt. Rollatoren har som standard stokkeholder, polstret rygbælte og sæde, og har under sædet en praktisk taske. Rollatoren er let at folde sammen, og er forsynet med hjul på 200 mm, så den er anvendelig både ude og inde. Skubbehåndtagene er højdejusterbare, og forsynet med anatomiske greb. Rollatoren er forsynet med 2 stk. låsbare bremsehåndtag.

<b>Mobilex rollator Impala</b>	<b>Standard</b> Varenr. 312060	<b>Høj</b> Varenr. 312061	<b>Bred</b> Varenr. 312062
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Sædehøjde	53 cm	63 cm	53 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	48 cm	49 cm	53 cm
Længde (dybde)	70 cm	75 cm	70 cm
Vægt	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		



**Ri1a.** Impala rollator



**Ri1b.** Impala rollator sammenfoldet



**Ri1c.** Kurv for rollatortaske (tilbehør)