

Jaguar rollatoren har en ramme af aluminium og kan let foldes sammen. Den er en letvægtskonstruktion men meget stabil samtidig med at den kører ekstremt let. Rollatoren er udstyret med en taske og en aftagelig bakke. På 2 af de 4 store hjul er der påmonteret låsbare bremses, som aktiveres ved hjælp af en lang bremsebøjle. Rollatoren må kun bruges indendørs og er testet og godkendt til en brugervægt på max. 100 kg.

Mobilex rollator Jaguar	Orange Varenr. 312410	Lyseblå Varenr. 312411
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	83,5 - 94,5 cm	
Mål af foldet rollator (H x W x D)	83,5 x 54,5 x 27 cm	
Total bredde	54,5 cm	
Længde (dybde) åben / sammenfoldet	66 cm / 27 cm	
Vægt	6,3 kg	
Max. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg	
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)	



RJ1a. Mobilex Jaguar indendørs rollator orange



RJ1b. Mobilex Jaguar indendørs rollator lyseblå