

Mobilex letvægtsrollator **Lion** har en forstærket aluminiumsramme og ekstra store og bløde hjul for optimal komfort og stabilitet. Rollatoren foldes sammen sideværts og er let at transportere i en bil el. lign. Rollatoren er som standard udstyret med en stokkeholder og et rygbælte, der giver sikkerhed og støtte når sædet benyttes. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran er der monteret en let aftagelig indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med 2 håndtag, så den nemt kan afmonteres. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Håndtagene kan nemt og uden brug af værktøj justeres i højden. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremses, der bremses på baghjulene og nemt kan aktiveres. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på for at lette forcering af forhindringer. Rollatoren er testet og godkendt til brugervægt op til **200 kg**.

<b>Mobilex Rollator Lion</b> HMV Nr. angesucht	<b>Standard</b> Art.Nr. 312372 (grå) Art.Nr. 312374 (braun)	<b>Small</b> Art.Nr. 312371 (grå) Art.Nr. 312373 (braun)
<i>Schiebestangen höhenverstellbar</i>	90-112 cm	77-90 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	53 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	68 / 26 cm	68 / 26 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	56 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	76 cm	76 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	9,3 kg	9,0 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen (Softräder)</i>	Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm	



**RLi1a.** Mobilex "Lion" Rollator



**RLi1b.** Sammenfoldet "Lion" rollator



**RS1a.** Fast sæde



**RS1b.** Bakke



**RS1f.** Endhåndsbremse (tilbehør)