

Mobilex Arthritis rollatoren **Tiger** er baseret på den elegante Leopard rollator, og med tilsvarende egenskaber og funktioner. Hertil kommer bløde og komfortable armlæn med justerbare bremsehåndtag i dybde, vinkel og højde. På model 312202 er armlæne desuden drejelige i to trin på hhv. 22,5° og 45°. Den har en letvægts aluminiumsramme, som let kan foldes sammen for opbevaring og transport. Rollatoren er yderst stabil og let at manøvrere og har store, letløbende hjul og glatte, låsbare bremses. I kørestilling er den sikret mod uønsket foldning. En robust konstruktion af ramme og håndtag sikrer en optimal brugervenlighed. Rollatoren må kun anvendes indendørs og på et jævnt underlag. Til rollatoren medfølger en aftagelig taske. Desuden er der en bred vifte af tilbehør. Arthritis rollatorer er testet og godkendt til en brugervægt op til **150 kg**.

Mobilex rollator Tiger	Standard Varenr. 312201	Med drejelige armlæn Varenr. 312202
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	95 cm - 120 cm	95 cm - 120 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 / 22,5 cm	62 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	46 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,5 kg	9,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm	



RT1a. Arthritis Rollator "Tiger"



RT1b. Sammenfoldet



RT1c. Drejeligt underarmstøtte

Tilbehør



RS1a. Fast sæde



RS1b. Bakke



RS1e. Slæbebremse, sæt for 2 hjul



RL2d. Regnskærm samt holder



RS1f. Kabel for enhåndsbremse



RS1j. Stokkeholder (sæt)