

**Varedatablad for Mobilex badetaburet med sæddebredde 40,7 cm. (SKI ID: 50981419-00000001)**

Mobilex badetaburet i hvid. Fremstillet i aluminium med blødt og komfortabelt gråt PUR-sæde. Sædet har en bredde på 40,7 cm. og er konstrueret med intim udskæring og drænhuller. Badebænken kan uden brug af værktøj indstilles i højden fra 41,7 til 58.5 cm. og kan nemt monteres med ryglæn. HMI-nummer: 46563:

