

**Varedatablad for Mobilex badetaburet med sæddebredde 45,2 cm. (SKI ID: 50981419-00000002)**

Mobilex badetaburet i hvid. Fremstillet i aluminium med blødt og komfortabelt gråt PUR-sæde. Sædet har en bredde på 45,2 cm. og er konstrueret med intim udskæring og drænhuller. Badebænken kan uden brug af værktøj indstilles i højden fra 41,7 til 58.5 cm. og kan nemt monteres med ryglæn. HMI-nummer: 46565:

