

Varedatablad for Mobilex benstøtter med fodplade 30213U (SKI ID: 50981119-0000006)

Benstøtter fremstillet i aluminium og plast, som nemt kan monteres uden brug af værktøj. Benstøtterne er højdejusterbare og den tilhørende fodplade er vinkeljusterbar. Fodpladen kan nemt foldes op for at lette adgangen til stolen for brugeren. Fodpladens højde indstilles uden brug af værktøj i intervallet 40-60 cm. i forhold til sædet. Leveres i sæt til højre og venstre side:

