

Varedatablad for Mobilex hjul med låsbar bremse 30212U (SKI ID: 50981119-0000009)

Låsbare 4" (100 mm.) hjul forsynet med et effektivt tråd fang, som sikrer der ikke samles hår, skidt og snavs i hjulet. Hjulene er konstrueret af plast og rustfrie materialer og har dobbeltvirkende bremse. Forhjulene leveres inkl. 110 mm. aluminiumsrør og baghjulene inkl. 180 mm. Aluminiumsrør (brug varenr. 30215U for baghjul):

