

Varedatablad for Mobilex toilet- og badestol 3020U8 (SKI ID: 50981119-00000001)

Mobilex toilet- og badestole er produceret i kvalitetsmaterialer og yder stor komfort for brugeren samtidig med at den er let at køre og betjene. Toilet- og badestolen er højdejusterbar og kan nemt og hurtigt indstilles uden brug af værktøj. Den stabile ramme er fremstillet i højkvalitets aluminium, belagt med en solid hvid pulverlak. Skruer og andre ståldele er konsekvent fremstillet i rustfrit stål og rustner ikke ved brug. Sæde, ryg og armlæn er fremstillet i slidstærkt formstøbt PU skum, som er komfortabelt for brugeren. De 4 låsbare 4" (100 mm.) hjul er forsynet med et effektivt tråd fang, som sikrer der ikke samles hår, skidt og snavs i hjulet. Hjulene er konstrueret af plast og rustfrie materialer og har dobbeltvirkende bremse. Stolen er konstrueret så den daglige rengøring er let, og den kan maskinvaskes efter Statens Serum Instituts seneste infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og hjemmesygepleje og plejeboliger og lignende institutioner:

