

Mobilex Dolphin letvægtskørestol har en sølvfarvet aluminiumsramme. Sædedybden kan justeres fra 42-48 cm. Drivhjulene i 24" er monteret med quick-release aksler. Der er en montageplade med ekstra hul for ben-amputerede samt klapbare armlæn som kan justeres i højden uden brug af værktøj, ligesom kørehåndtagene er højderegulerbare. Standard leveres stolen med faste, højderegulerbare benstøtter, og inkelindstillelig benstøtter kan leveres som tilbehør. Stolen fås i forskellige siddebredder. En standard kørestolspude medfølger som standard .

DOLPHIN	Varenr. 271340	Varenr. 271344	Varenr. 271348	Varenr. 271351	Varenr. 271354	Varenr. 271357
Siddebredde	40 cm	44 cm	48 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Siddedybde indstillelig	42 cm, 44 cm, 46 cm, 48 cm					
Siddehøjde min./max. *	45 - 52,5 cm i trin af 1,5 cm					
Totalbredde	60,30 cm	64,30 cm	68,30 cm	71,30 cm	74,30 cm	77,30 cm
Vægt	15,60 kg	15,90 kg	16,20 kg	16,75 kg	19,40 kg	22,64 kg
Max. brugervægt	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg


\* **Bemærk:** I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte forhjulene for få den ønskede sædehøjde




**H1a.** Kørestolen fås i 40, 44, 48, 51, 54, 57 cm SB  
Siddedybden er justerbar fra 42 til 48 cm



**H1b.** Højdejusterbart og klapbart armlæn




**H1c.** Tilbehør:  
Justerbar velcro-ryg



**H1g.** Tilbehør:  
Flip-ryg



**H1d.** Kørestolen kan også leveres med tromlebremser



**H1e.** Siddedybde justerbar



**H1f.** Tilbehør:  
Vinkelindstillelig benstøtte



**H1h.** Tilbehør: Anti-Tip