

Mobilex letvægtsrollator **Leopard** har en aluminiumsramme i rød eller antracit grå. Rollatoren foldes nemt sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt, og er dermed let at transportere i en bil el. lign. Rollatoren er som standard udstyret med et rygbælte, der giver sikkerhed og støtte når sædet benyttes. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På fronten er der monteret en indkøbstaske. Indkøbstaske er forsynet med 2 håndtag, så den let kan afmonteres og bæres for sig. De store hjul gør, at rollatoren er god og stabil både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremsere, der bremsere på baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en integreret trædepedal for at lette forcering af mindre forhindringer. Godkendt til en brugervægt op til **150 kg**.


Mobilex rollator Leopard	Standard 312301 (rød) 312304 (grå)	Standard + softhjul 312308 (red) 312306 (grey)	Small 312302 (red)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm	55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	49 cm	49 cm	49 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		



RL1a. Mobilex rollator Leopard i rød



RL1b. Rollator i grå, sammenfoldet



RL1c. Låsbare bremsere



RL1d. Aftagelig indkøbstaske

Tilbehør



RS1a. Fast sæde



RS2b. Bakke



RS1e. Slæbebremse, sæt for 2 hjul



RS1d. Lukket taske



RL2d. Paraply monteret